

## Thermia® Pro

(Consola Thermia Pro + Bandejas de calor)

### Descripción:

La hipotermia es un riesgo muy real para los pacientes que se someten a procedimientos en los que se infiltrarán grandes cantidades de líquido en sus cuerpos sin un calentamiento previo del líquido. Para reducir este riesgo, MÖLLER le ofrece Thermia Pro, la solución contra la hipotermia. Thermia Pro garantiza que la temperatura del fluido se mantenga a la temperatura corporal, incluso durante procedimientos más largos. Esto le permite proporcionar a sus pacientes un mayor nivel de seguridad y comodidad.



**CE0482**  
Clase I

1. Mantiene constante la temperatura del fluido de infiltración precalentado.
2. Se integra perfectamente en sus soluciones médicas existentes de Möller o se puede operar de forma independiente: adaptado a sus necesidades.
3. Mantiene caliente el líquido de infiltración durante el procedimiento para maximizar la seguridad del paciente.
4. Su control automático de temperatura simplifica su flujo de trabajo.

### Aplicaciones:

- Liposucción
- Tratamiento de lipoma
- Extirpación de venas
- Succión de glándulas sudoríparas
- Abdominoplastia
- Artroscopia
- y otros

Datos Técnicos Consola	
Dimensiones	118 x 135 x 43 mm
Peso	0,4 Kg.
Fuente de alimentación	100 – 240 VCA, 50 – 60 Hz
Clase del dispositivo médico	Clase I

Datos Técnicos Bandejas Calefactoras montadas	
Dimensiones	463 x 213 x 132 mm
Peso	1,9 Kg. cada una
Fuente de alimentación e del dispositivo médico	Thermia Pro Console Clase I



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF CONFORMITY**

Name und Adresse des Herstellers / **Möller Medical GmbH**  
Name and address of the manufacturer **Wasserkuppenstraße 29-31**  
**DE - 36043 Fulda**

Einmalige Registrierungsnummer / **DE-MF-000005100**  
Single Registration Number (SRN)

Wir tragen die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser EU-Konformitätserklärung. / We are solely responsible for issuing this EU Declaration of Conformity.

Produktname/n / Product name/s **Thermia Pro**

Basis-UDI-DI / Basic UDI-DI **426027717MM.011WC**

Die zugehörigen REF. Nummern werden im Anhang 1 aufgeführt. / The associated REF. numbers are listed in Appendix 1.

Klassifizierung / Classification **I**  
Nach Anhang VIII der Verordnung 2017/745 / acc. to annex VIII of regulation 2017/745

Wir versichern, dass das hier erfasste Produkt der VERORDNUNG (EU) 2017/745 und den weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften der EU entspricht. / We assure that the product covered here complies with REGULATION (EU) 2017/745 and other relevant EU legislation.

Gemeinsame Spezifikationen (GS), für die die Konformität erklärt wird / Common Specifications (CS) for which conformity is declared **Not available**

Konformitätsbewertungsverfahren / **MDR 2017/745**  
Conformity assessment procedure **Annex IV**

EG-Konformitätsbescheinigung Nr. / EC Certificate of **Not applicable**  
Conformity No.

Generische Produktgruppe / Generic Product Group **A030105**

Konformitätsbewertungsstelle (falls beigezogen) / **Not applicable**  
Notified Body (if consulted)

**Fulda, 13. December 2021**  
Ort, Datum / Place, date

**Torsten Müller, Managing Director**  
Name und Funktion / Name and function

Gültig bis 25. Mai 2024 / Valid until 25. May 2024

CONFIDENTIAL

## Anhang 1 / Attachment 1

Product Name	REF.
Thermia Pro Console	00004249
Thermia Pro mounted	00004253
Thermia Pro stand-alone	00004255
Thermia pro heating Trays stand-alone	00002286
Thermia Pro Heating Trays mounted	00002542

CONFIDENTIAL